



شرکت ایده ورزان فردا

در سال 1395 توسط تعدادی از متخصصین در حوزه ناباروری تاسیس گردیده است. این شرکت با تحقیق و پژوهش در زمینه تولید کیت‌های تشخیصی درمان‌های ناباروری توانسته است محصولات مختلفی را همچون کیت‌های ارزیابی شکست DNA اسپرم، ارزیابی بلوغ کروماتین اسپرم، کیت رنگ آمیزی اسپرم و ارزیابی لکوسیت‌های سمن (مابیع منی) برای اولین بار در ایران به تولید برساند. همچنین این شرکت فعالیت خود را در خصوص تولید ملزومات مصرفی درمان ناباروری مانند کاتتر انتقال اسپرم، کاتتر انتقال جنین، نی فریز جنین، سوزن آسپیراسیون تخمک و برخی دستگاه‌های مورد نیاز مراکز درمانی ادامه داده و سعی دارد تا سبد محصولات تولیدی خود را کامل نماید.

Sperm DNA Fragmentation Assay Kit


SDFA KIT(50 TESTS)

REV 02.23

CE



ISO13485:2016



آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره 2، واحد 117-120

WWW.IVFCO.IR

TEL:86093832-86094419

FAX: 86093832

یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت لقاح خارج رحمی سلامت DNA و کروماتین اسپرم است. مطالعات مختلف نشان می‌دهند که هر چه کیفیت پارامترهای اصلی اسپرم پایین‌تر باشد سلامت DNA اسپرم هم با مشکلات بیشتری مواجه است. لذا قبل از انتخاب روش درمانی مناسب برای این زوجین و یا زوجین با شکست‌های مکرر درمان نیاز به ارزیابی میزان شکست DNA اسپرم (SDF) می‌باشد. در بسیاری از این موارد در مشخص شدن وجود آسیب در DNA اسپرم با انجام مداخلات درمانی مناسب امکان بهبود کیفیت اسپرم فراهم می‌باشد.

توصیه های ایمنی

- در حین کار از ماسک و دستکش استفاده شود.
- تمامی مراحل زیر هود شیمیایی انجام شود.
- بعد از انجام آزمایش، دفع مواد زاید و زباله‌ها مطابق دستورالعمل دفع مواد بیولوژیک آسیب رسان انجام شود.

اصول روش

در این آزمایش در یک بستر میکروژلی تحت تاثیر یک تیمار اسیدی، کروماتین و اسپرم دناتوره می‌شود. در مرحله بعد با حذف پروتئین‌های کروماتین، رشته DNA تا حد ممکن در اطراف سر اسپرم پخش می‌گردد که طی رنگ آمیزی DNA به صورت هاله‌ای در اطراف سراسپرم قابل مشاهده است. این در حالی است که شکست در DNA اسپرم منجر به عدم گسترش رشته‌های DNA اطراف هر اسپرم و مشاهده هاله‌های خیلی کوچک در اطراف سر اسپرم می‌گردد.

نمونه مورد نیاز


نمونه منی باید تازه در ظرف استریل جمع‌آوری گردد. ارزیابی شکست باید بلافاصله بعد از دریافت نمونه انجام شود.

محللول های موجود در کیت

- 25 عدد لام تیمار شده
- 52 عدد میکروتیوب حاوی آگارز
- محللول A دناتوره کننده (25 میلی لیتر)
- محللول B لیز کننده (25 میلی لیتر)
- محللول C رنگ آمیزی (25 میلی لیتر)
- محللول D رنگ آمیزی (25 میلی لیتر)
- محللول E رنگ آمیزی (25 میلی لیتر)

آماده سازی نمونه

نمونه اسپرم با محللول شست و شو اسپرم یا بافر فسفات رقیق می کنیم تا حداکثر کانت 20 میلیون بدست آید.




دستور عمل استفاده از کیت

- میکروتیوب آگارز را در بن ماری 95-100 درجه سانتیگراد قرار داده تا آگاروز داخل آن به طور کامل ذوب گردد. پس از گذشت 10 ثانیه، 50 میکرولیتر از سوسپانسیون اسپرم تهیه شده را به آگارز اضافه کرده و به آرامی مخلوط نموده.



- 25 میکرولیتر از نمونه را روی هر حفره لام لود کرده و لامل را با احتیاط طوری که حباب هوا تشکیل نشود روی هر حفره قرار داده و کمی فشار می دهیم تا نمونه تمام سطح دایره ای را بپوشاند، سپس لام را برای مدت 5 دقیقه داخل یخچال قرار می دهیم، لام را از یخچال خارج کرده و لامل را به آرامی برمی داریم.
- برای جلوگیری از نفوذ آب زیر ژل یا کشیده شدن سر اسپرم ها لامل را با فشار زیاد بلند نکنید یا سر ندهید.



- لام را به صورت افقی روی سطح قرار داده و محللول دناتوره کننده A روی لام ریخته به طوری که تمام سطح را بپوشاند، بعد از 7 دقیقه انکوباسیون در دمای اتاق لام را کج کرده تا محللول به طور کامل از روی حفره ها تخلیه گردد.
- محللول لیز کننده B رابه طور کامل روی حفره ها ریخته و به مدت 15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه می شود و بعد از آن محللول اضافی را تخلیه می کنیم.

- لام را برای مدت 5 دقیقه با آب مقطر شست و شو داده، طوری آب مقطر را روی حفره ها می ریزیم که به طور کامل آنها را پوشش دهد، سپس آب مقطر را کاملاً از روی حفره ها تخلیه کرده. سپس با غوطه ور نمودن لام در درصد های افزایشنده اتانول عمل آبیگری را انجام می شود. اتانول 70، 90، و 100 درصد هر کدام به مدت 2 دقیقه. در صورت نیاز به وقفه در انجام آزمایش، لام آماده شده تا این مرحله را می توان در درجه حرارت اتاق در جعبه لام و در مکان تاریک و خشک برای چندین ماه نگه داری کرد.

- جهت رنگ آمیزی لام، محللول C را روی آن ریخته و 2 دقیقه زمان می دهیم، سپس تخلیه کرده و محللول D روی لام ریخته و 3 دقیقه زمان می دهیم سپس تخلیه می کنیم.

پس از آن محللول E را برای مدت 2 دقیقه روی لام ریخته پس از آن لام را با آب شهری شست و شو می دهیم.

• بین مراحل شستو و شو لازم نیست.

- بعداز خشک شدن در دمای اتاق زیر میکروسکوپ نوری با عدسی 100، 300 اسپرم را بررسی می کنیم، به دلیل اینکه جواب دقت کافی را داشته باشد.


نتایج

اسپرم های دارای شکست DNA

- اسپرم هایی با هاله کوچک: عرض هاله کمتر یا مساوی $\frac{1}{3}$ قطر کوچک سر اسپرم می باشد.
- اسپرم های بدون هاله

اسپرم های سالم بدون شکست DNA

- اسپرم ها با هاله بزرگ: هاله اطراف سر اسپرم بیشتر یا مساوی $\frac{1}{3}$ قطر کوچک سر اسپرم می باشد.
- اسپرم ها با هاله متوسط: اندازه هاله بین هاله بزرگ و کوچک است.



$$\text{SDF}(\%) = \frac{\text{Abnormal halo}}{\text{total halo counted}} \times 100$$

رنج نرمال

- NORMAL SDF ≤ 15%
- BORDELIN SDF ~15-30%
- ABNORMAL SDF ≥ 30%